

# FAQ

---

## ✓ Che cos'è **The Coach**?

**the coach** è un dispositivo pensato per esercitare l'uso della memoria, contribuisce così al miglioramento della vita.

## ✓ Qual è la sua utilità?

Il prodotto può essere utile come allenamento in soggetti che soffrono di disturbi degenerativi della memoria.

## ✓ Come funziona il dispositivo?

Il dispositivo funziona attraverso 4 livelli, opportunamente preselezionabili, secondo il grado di difficoltà consentito dalle condizioni psicofisiche dell'utilizzatore.

### **Primo livello:**

L'esercizio viene limitato ai soli tre pulsanti inferiori che si accenderanno in sequenza casuale, accompagnati dall'emissione da una nota musicale differente per ogni pulsante. La ripetizione della sequenza, da parte dell'operatore è soggetta ad un limite di tempo max. di 2'. Gli errori dell'operatore saranno contestualmente segnalati da un "bip". L'esercizio riprenderà automaticamente dopo 3".

### **Secondo livello:**

L'esercizio è uguale al primo livello, ma il tempo di esecuzione totale per singola sequenza sarà limitato a 15 secondi (sequenza temporizzata).

### **Terzo livello:**

L'esercizio viene esteso a tutti e cinque i pulsanti e l'esecuzione segue lo schema del primo livello.

### **Quarto livello:**

L'esercizio è simile al terzo livello, ma il tempo di risposta fra una sequenza e la successiva verrà progressivamente diminuito.

## ✓ A chi è rivolto **the Coach**?

E' rivolto in particolare agli anziani e può essere utile anche per addestrare i bambini a riconoscere i colori fondamentali e i suoni. Dunque possono utilizzarlo tutte le persone che desiderano mettere alla prova la memoria e i riflessi.

✓ In caso di bambini è nocivo il contatto con la bocca?

Il contenitore è costruito in materiale atossico e amagnetico. Pertanto rispetta l'ambiente tramite l'utilizzo di materiale ecologico e riciclabile (normativa internazionale **ISO 14000**).

✓ Come avviene l'alimentazione di **The Coach**?

Il dispositivo viene alimentato da:

1. tre pile ministilo tipo AAA;
2. rete tramite alimentatore USB Power Supply e relativo cavo USB in dotazione;
3. PC tramite collegamento diretto con cavo USB in dotazione.

✓ Come si fa a sapere se l'utilizzatore è salito di livello?

Il display alfanumerico a 7 segmenti indica il livello sul quale si sta esercitando e gli errori dell'operatore saranno contestualmente segnalati da un "bip" dell'altoparlante.

✓ Come si fa a sapere il record?

**The Coach** è munito da una memoria per la raccolta e il monitoraggio delle prestazioni. Basta collegare la presa USB per il trasferimento e l'analisi dei dati rilevati alle prestazioni dal dispositivo al computer e visualizzare così il proprio record.

✓ È compatibile con il computer?

Il dispositivo è corredato di una memoria interna, completamente sovrascrivibile, che può gestire 10 differenti utenti e memorizzarne le performance. La porta USB consentirà il download dei dati memorizzati che potranno essere confrontati con le registrazioni precedenti per definire l'evolversi del percorso riabilitativo intrapreso. Si può collegare il dispositivo direttamente ad un computer tramite il cavetto USB-USB.

✓ Qual è il modo in cui si rende utili il prodotto in caso di disturbi degenerativi della memoria?

Attraverso l'utilizzo regolare del prodotto ad alta tecnologia orientato a migliorare le condizioni di vita delle persone più disagiate, si otterranno risultati positivi dovuto all'allenamento della memoria, al suo recupero e al riconoscimento dei colori.

✓ Cosa succede se cade a terra?

Non si rompe a seguito di urti o di pressioni accidentali e per evitarli un conseguente danneggiamento è dotato di 4 ventose che posizionate nelle apposite sedi permettono di vincolare il dispositivo su un qualsiasi supporto piano con superficie liscia.

✓ Hai ancora domande? Consulta il nostro sito [www.highcarecompany.it](http://www.highcarecompany.it) oppure contattaci per ulteriori informazioni su The Coach.